

# PolyMem®

## vinger- of teenverband



Voor acute- of een chronische wonden aan de vinger of de teen heeft PolyMem het unieke PolyMem vinger- of teenverband ontwikkeld. Het verband is zeer eenvoudig aan te brengen en ondersteunt een spoedige wondgenezing.

### Optimale pasvorm

PolyMem vinger- of teenverband is verkrijgbaar in drie breedtematen en is op de juiste lengte te knippen. Door de optimale pasvorm sluit het verband perfect aan en is er normaal gesproken geen extra fixatiemateriaal noodzakelijk.

### Interactief wondverband

PolyMem is een interactief wondverband op basis van foam dat reinigt, vult, absorbeert en bevochtigt. Om dit te kunnen bereiken bevat het verband de volgende ingrediënten; Surfactant F-68, glycerine en een super absorberende polymeer, die zijn verwerkt in de foammatrix. De buitenzijde bestaat uit een semi-permeabel membraan

### Effectief en comfortabel

Door de milde wondreiniger in PolyMem wordt de wond voortdurend gereinigd wat een snelle wondgenezing ondersteunt. De glycerine in PolyMem voorkomt verkleving van het verband aan de vinger of de teen en heeft een pijnverzachtend effect.



### Gebruiksaanwijzing

Bezoek onze website of lees de bijsluiter om te lezen hoe PolyMem moet worden aangebracht. Verschoon het verband indien het verzadigd is of na maximaal 7 dagen.

art.nr.	omschrijving	maat	aantal	z-indexnummer
4401	PolyMem finger/toe nr.1	6,68-17,15mm	6 stuks	15.68.09.83
4402	PolyMem finger/toe nr.2	17,15-27,51mm	6 stuks	15.68.10.09
4403	PolyMem finger/toe nr.3	27,51-38,00mm	6 stuks	15.68.10.17

Op voorschrift van een arts of wondverpleegkundige is PolyMem verkrijgbaar via de apotheek of medisch speciaalzaak.